

Training in het dagelijkse gebruik van de lichtmicroscop.

Op vele laboratoria wordt veelvuldig gebruik gemaakt van lichtmicroscopen of stereomicroscopen.

Bij de aflevering van de bestelde microscoop destijds werd natuurlijk een instel instructie gegeven, maar later blijkt er vaak een grote behoefte te bestaan aan een wat “dieper gaande” gebruikersinstructie.

Dit wordt nog eens versterkt door personeelwisselingen waarbij de microscoopinstructies vaak achterwege blijven door tijdgebrek.

abbeoptics voorziet in die behoefte door dergelijke trainingen te verzorgen, op locatie en met gebruik van de eigen microscopen.

Globale inhoud van de training:

- Opbouw van de microscoop, benaming van alle onderdelen
- Optiek soorten, betekenis van objectief- en oculairbeschriftingen, keuze van het juiste objectief
- Behandeling van relevante microscooptechnieken.
- Hoe reinig ik mijn objectieven op een veilige manier?
- Instellen van de microscoop volgens de regels van Köhler (Hands-on)

Duur ca. 2,5 tot 3 uur

Aantal deelnemers 5 à 6

Indien gewenst kom ik vooraf bij u langs voor een "inventarisatie" van de wensen. Hierdoor kan de training perfect worden afgestemd op de behoefte van de toekomstige cursisten.