

## SMARTPHONE ADAPTER VOOR MICROFOTOGRAFIE.

Door de hoge kwaliteit van de camera in uw smartphone is het heel goed mogelijk om hiermee fraaie en scherpe opnamen te maken door uw microscoop. Er bestaan al enige tijd kunststof adapters voor dit doel, maar een metalen exemplaar valt te prefereren. **abbeoptics** levert zo'n adapter en onderwierp hem aan een gedegen gebruikerstest. Vele oculairen van verschillende microscoopmerken werden uitgetest. Het beste werken de moderne oculairen (met een diameter van ongeveer 38-41mm).

De SmartPhone adapter wordt alzijdig geklemd om het oculair en is stevig genoeg voor het maken van mooie opnamen in zowel Portrait als Landscape. Het lukt zelfs prima om filmpjes te schieten van bewegend materiaal! De opnamen op de website werden alle gemaakt met een iPhone 4S op eenvoudige microscopen (Zeiss practicum microscoop Axiostar en stereo zoom microscoop S2000).



Omdat de adapter zelf geen optiek bevat is het vanzelfsprekend dat uw te gebruiken oculair brandschoon moet zijn, vooraf goed reinigen is aan te bevelen.

De adapter is gemaakt van stevig aluminium (zwart geanodiseerd). De klemming van de Smartphone is verstelbaar (en arreteerbaar) in zowel X als Y richting. Door de vele bijgeleverde "grippers" kan vrijwel iedere gsm probleemloos gebruikt worden.

Een duidelijke gebruiksaanwijzing voor montage is beschikbaar.